

## PSS設立30周年記念 特別価格キャンペーン

この度、弊社設立30周年を記念し、全自動核酸抽出装置の特別価格キャンペーンを実施させていただきますこととなりました。この機会に是非ともPSSが世界に誇るMagtration®技術の導入をご検討ください。

### ■ キャンペーン対象製品／価格

製品名 **Magtration® System 12GC PLUS-30C**

製品番号 **A1500-X30**

※上記はキャンペーン期間専用の製品名称および製品番号となります。



全自動核酸抽出装置  
最大12サンプル同時処理

#### ■ 仕様

寸法 W500 x D534 x H574 mm

重量 約 55 kg

電源 AC 100~240 V 50 / 60 Hz 240 VA

**¥1,300,000 (税別)**

**[本体+ICカード1枚]**

### ■ キャンペーン期間：2014年9月22日～2015年6月30日納品分まで

※予定台数になりましたら、期間中でもキャンペーンを終了させていただきます。

#### 簡単操作

プロトコルICカード挿入、  
プレバック試薬の架設、  
サンプル・消耗品架設の3ステップスタート

#### コンタミネーション 防止

プレバック試薬とMagtration技術  
(磁性粒子のチップ内ハンドリング)による抽出  
1サンプル専用レーン方式

#### 幅広い汎用性

プロトコルICカードとプレバック試薬の  
組合せによりDNA抽出から  
RNA抽出まで対応可能

#### 省スペース設計

プロトコルはICカード方式  
(パソコンの接続不要)  
試薬はプレバック方式  
(分注スペース不要)

## ■ プロトコールICカード (※2枚目以降は通常価格での販売となります)

### MagDEA DNA 200 PLUS

組織・細胞等からのDNA抽出プロトコル(対応試薬: E7001)

### MagDEA DNA 200 WB PLUS

ヒト全血からのDNA抽出プロトコル(対応試薬: E7001)

### MagDEA Viral DNA/RNA 200 PLUS

血清・血漿からのウィルス核酸抽出プロトコル(対応試薬: E7003)

### MagDEA RNA 100 PLUS

組織・細胞からのRNA抽出プロトコル(対応試薬: E7004)



## ■ 専用プレパック試薬 (※キャンペーン対象外です)

### MagDEA DNA 200 (品番: E7001)

サンプル量200uLからのDNA抽出(ヒト全血、組織・細胞等)

### MagDEA Viral DNA/RNA 200 (品番: E7003)

血清・血漿(200uL)からのウィルス核酸抽出

### MagDEA RNA 100 (品番: E7004)

サンプル量100uLからのトータルRNA抽出(組織・細胞等)



★製品のデモンストレーションについてもお気軽にご相談下さい

キャンペーンに関するお問合せ先:

プレジジョン・システム・サイエンス株式会社 営業本部  
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷88  
TEL: 047-303-4801 FAX: 047-303-4811  
e-mail: service@pss.co.jp