

お客様各位

 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社  
 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷88  
 営業本部

### ご案内

拝啓 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。このたび、勝手ながら全自動核酸抽出装置 Magtration® System 6GC、12GCおよび12GC PLUS用核酸抽出試薬「Magtration®-MagaZorb® RNA Common Kit (E2004) 及びプロトコールICカードを販売中止とさせていただくことになりました。販売中止内容及び代替品の詳細は下記をご参照ください。

お客様にご不便・ご迷惑をおかけいたしますこととお詫び申し上げます。

敬具

### 記

#### ■ 販売中止となる製品

##### ・試薬

製品コード	製品名	包装	販売中止日
E2004	Magtration®-MagaZorb® RNA Common Kit	48テスト/キット	2012年1月1日

##### ・プロトコール IC カード

製品コード	製品名	包装	販売中止日
I6054	Magtration®-MagaZorb® RNA/Common (6GC 用)	1枚	2012年1月1日
I1254	Magtration®-MagaZorb® RNA/Common (12GC 用)	1枚	2012年1月1日
I1554	Magtration®-MagaZorb® RNA/Common (12GC Plus 用)	1枚	2012年1月1日

#### ■ 代替品

販売開始日:2012年1月1日

##### ・試薬

製品コード	製品名	包装	定価
E2006	Magtration®-MagaZorb® RNA Common Kit N	48テスト/キット	42,000円

##### ・プロトコール IC カード

製品コード	製品名	包装	定価
I6056	Magtration®-MagaZorb® RNA/Common N (6GC 用)	1枚	120,000円
I1256	Magtration®-MagaZorb® RNA/Common N (12GC 用)	1枚	120,000円
I1556	Magtration®-MagaZorb® RNA/Common N (12GC Plus 用)	1枚	120,000円

##### ・理由

試薬保存環境により、ビーズの凝集が懸念されるため、ビーズ凝集を防ぐためにビーズ浮遊バッファーを増量しました。

プロトコール IC カードは、交換させていただきます。下記にご連絡ください。

従来の IC カードは使用できません。

##### \*お問い合わせ先

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 営業本部

TEL:047-303-4801 (受付時間 9:00~17:00)

URL: <http://www.pss.co.jp>

以上