



2020年7月17日

各位

会社名 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 秀二
(コード番号：7707 東証マザーズ)
問合せ先 取締役総務部長 田中 英樹
(TEL 047-303-4800 <http://www.pss.co.jp/>)

**PSS、「COVID-19 (SARS-CoV-2)」検査用
全自動PCR検査装置とPCR試薬を8月3日より販売開始**

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社（PSS、本社：千葉県松戸市）は、日本国内での「COVID-19」感染防止に向け、提携するエリテック社製の全自動PCR検査装置「エリート インジニアス」とPCR試薬「エリート MGB SARS-CoV-2 キット」を本年8月3日より販売開始いたします。

また、PSSブランドの全自動PCR検査装置「ジーンリード エイト」とセルテスト社製「COVID-19」検査用PCR試薬「VIASURE SARS-CoV-2 PCR (ORF1ab gene, N gene)」についても、同日発売を開始いたします。

エリテック社製「COVID-19」検査用PCR試薬「エリート MGB SARS-CoV-2 キット」については本年7月8日に、セルテスト社製「COVID-19」検査用PCR試薬「VIASURE SARS-CoV-2 PCR (ORF1ab gene, N gene)」は、本年6月12日に、厚生労働省健康局感染症課・国立感染症研究所による「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法」に、陽性一致率100%、陰性一致率100%との結果が記載、公表されており、両試薬は保険適用の対象製品になっております。

PSSでは、当面、これらの全自動PCR検査装置、PCR試薬、および消耗品等の製造・供給能力が限定的であることを考慮し、PSSがこれまで密接な協力関係、コラボレーションを進めてきた研究施設、医療機関への販売を開始し、供給能力や販売体制の拡充に伴い、順次、販売対象を拡大してまいります。

今後の事業見通しにおいては、本製品販売を見込んだ事業計画を策定しており、然るべき時期に「2021年6月期決算の連結業績予想」として情報開示を実施します。

記

【製品の概要】

「エリート インジーニアス」:

製造販売届出番号：12B3X00033000003

PSS が製造し、OEM 製品としてエリテック社に供給する全自動 PCR 検査装置。



- 中～大規模病院向け
- 同時処理数 / 1～12 検体バッチ処理
- 装置サイズ / 約 W1000×D750×H860mm、約 190kg
- 参考価格 1,250 万円
- Primary tube (採血管等) からのサンプル分注、PCR 試薬分注機能搭載
- フランス、イタリア等欧州を中心に海外での COVID-19 検査実績あり
- エリテック社より 2015 年販売開始時から数百台の販売実績あり

「エリート MGB SARS-CoV-2 キット」

エリテック社が製造し、PSS が日本において販売を行うエリテック社の「COVID-19」検査用 PCR 試薬。(液状試薬)

「エリート インジーニアス」において使用する。

「ジーンリード エイト」

製造販売届出番号：12B3X00033000006

PSS が製造し、PSS ブランドで販売する全自動 PCR 検査装置。



- 中小規模病院向け
- 同時処理数 / 1～8 検体バッチ処理
- 装置サイズ / 約 W350×D700×H770mm、約 80kg
- 参考価格 850 万円
- PSS ブランドより 2018 年販売開始時から数十台の販売実績あり

「VIASURE SARS-CoV-2 PCR (ORF1ab gene, N gene)」

セルテスト社が製造し、PSS が日本において販売を行うセルテスト社の「COVID-19」検査用 PCR 試薬。(凍結乾燥試薬)

「ジーンリード エイト」において使用する

以上