

2008年11月吉日

お客様各位

プレジジョン・システム・サイエンス株式会社  
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷 88  
事業本部 営業部  
Tel : 047-303-4801  
Fax : 047-303-4811

## 新製品発売と既存製品販売中止のお知らせ

拝啓 貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2008年11月1日、小型自動核酸抽出装置「**Magtration® System 12GC PLUS (12GCPULS)**」の販売を開始いたしました。12GC PLUSは、既存品であるMagtration® System 12GCに検体や試薬情報の管理用にバーコードリーダー・専用管理ソフト、そして装置内部にUVランプを搭載した新製品となります。

12GCPLUSの新発売に伴いまして、既存製品である「Magtration® System 12GC (製品コード：A1003)」につきましては、誠に勝手ながら2008年11月1日をもって販売中止とさせていただきます。末筆になりましたが、今後とも変わらないご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

※下記に Magtration® System 12GCPLUS の概略仕様を記載いたしました。

敬具

【Magtration® System 12GC PLUS (製品コード：A1500)】 ※下記価格に消費税は含まれておりません。



装置外観

型式	Magtration System 12GC PLUS
分注ユニット	12 連分注ノズル
分注、処理液量	25ul~1000ul
サンプル量	100ul~200ul(プロトコールによる)
サンプル架設数	最大 12 検体
処理能力	30 分~45 分/1~12 検体(プロトコールによる)
温度制御	加温ブロック×1 ユニット搭載: 室温~80°C
ソフトウェア制御	プロトコル IC カード
プロトコール (各種別売り)	Plasmid DNA、Genomic DNA whole blood、MagaZorb RNA/Common、MagaZorb DNA/Common N
電源	100~240V、50/60Hz、240VA
寸法	約 500(W)×534(D)×574(H)mm
オプション	バーコードリーダー(別売り ※製品コード A1500-1)
重量	約 57kg
価格	400 万円(バーコードリーダー付き:410 万円)

その他、弊社製品に関するお問合せは弊社窓口（営業部：047-303-4801）まで宜しくお願ひ申し上げます。

【Magtration® System 12GC PLUS 販売日】

2008年11月1日